

Produktdatablad

Produktnavn **Micro-Tech**
Hæmostase, Lockado lukkeklip,
roterbar, 11mm ,Colo, Blå, 230 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40018077



Specifikationer

Ref.nummer	LOCK-D-26-230-C
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	16902284525617
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	29 cm	35.5 cm	1.478 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk