


Produktdatablad

Produktnavn **Micro-Tech**
Hæmostase, Lockado lukkeklip,
roterbar, 20mm,Colo, Grå, 230 cm

Mediq varenr.: 40018081

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LOCK-G-26-230-C
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	16902284531915
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	29.5 cm	35.5 cm	1.448 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk