


# Produktdatablad

## Produktnavn Micro-Tech, Oesophagus stent full covered, Ø 20 mm L: 100 mm

Mediq varenr.: 40018090

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | ST01-103.20.100                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| Colli                    | 10 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 06902284205208                    |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | CHINA                             |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde    | Vægt     |
|--------|--------|----------|----------|
| 3.5 cm | 10 cm  | 137.5 cm | 0.644 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)