

Produktdatablad

Produktnavn **Human med
Subcutaneous, Irr/aspiration
cannula, engangs 3: hul, st, L: 30
cm, Ø: 3,8 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40018637



Specifikationer

Ref.nummer	1502004
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
0 cm	0 cm	0 cm	0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk