

Produktdatablad

Produktnavn GA Health, Pentax 4 piece set, steril

Mediq varenr.: 40018748

Dato: 29.04.2025



Suction, Air/Water, Biopsy Valves &
Auxiliary Water Connector

GAR081 For Pentax® 90/ i10 Series Endoscopes

Qty per Box 50 sets

Specifikationer

Ref.nummer	GAR081
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	14897106953766
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
24 cm	24 cm	32 cm	1.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk