

Produktdatablad

Produktnavn Mepiform, arbandage m. Safetac silikone, selvklæb.,steril, 4 cm x 30 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40021078



Specifikationer

Ref.nummer	293100
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	07332551164300
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.5 cm	9.5 cm	24 cm	0.067 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk