

Produktdatablad

Produktnavn Mepiform, arbandage m. Safetac silikone, selvklæb.,steril, 10 cm x 18 cm

Mediq varenr.: 40021081

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	293400
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	7 Styk
EAN nummer på salgsenhed	07332551164409
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	14.5 cm	26.2 cm	0.102 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk