

Produktdatablad

Produktnavn Skintact EKG elektrode, stress, FS-VB01

Dato: 10.09.2026

Mediq varenr.: 40021231



Specifikationer

Varefamilie + varebeskrivelse + str	Skintact EKG elektrode, 52 mm x 35 mm (FS-VB01)
Ref.nummer	FS-VB01
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	40 Styk
EAN nummer på salgsenhed	19005531586434
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	AUSTRIA
Latex Ja/Nej	Latexfri
PVC Ja/Nej	PVC-fri
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	19 cm	19 cm	0.059 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk