

Produktdatablad

Produktnavn **Metalline, dræn
kompres steril, passer til ch. 9-ch.
30, 6 cm x 7 cm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40021315



Specifikationer

Ref.nummer	23093
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04021447230931
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.5 cm	11 cm	15 cm	0.19 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk