

Produktdatablad

Produktnavn Fogless proktoskop, med håndtag, engangs

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40021375



Specifikationer

Ref.nummer	1521
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	150 Styk
EAN nummer på salgsenhed	07340194302522
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	15 cm	25 cm	0.04 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk