


Produktdatablad

Produktnavn Innovex, Single Use
Flexible Ureteroscope model D, st.,
L: 670 mm, distal end Ø: 3.2mm

Mediq varenr.: 40023965

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	US31D-12-EU
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
40 cm	40 cm	110 cm	5 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk