

Produktdatablad

Produktnavn **Micro-tech VAC GI
stent, full covered, preloaded OTW,
m svamp, Ø: 14mm L: 1000 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40024220



Specifikationer

Ref.nummer	00003820
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04260277178680
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.7 cm	10.2 cm	138.2 cm	0.58 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk