


Produktdatablad

Produktnavn human med, STS Adapter for Biofill cannulas, 15 cm

Mediq varenr.: 40024402

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	580154
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04260170881595
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	7 cm	25.5 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk