

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 75 mm x 300 mm

Mediq varenr.: 40024533

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	S18
Indhold/salgsenhed	4200 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	33 cm	59 cm	11.71 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk