

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 205 mm x 440 mm

Mediq varenr.: 40024537

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	S10A
Indhold/salgsenhed	600 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	29 cm	51 cm	7 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk