

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 160 mm x 600 mm

Mediq varenr.: 40024545

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	S34
Indhold/salgsenhed	1200 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	44 cm	62 cm	14.5 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk