

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 270 mm x 440 mm

Mediq varenr.: 40024547

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	S30
Indhold/salgsenhed	600 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	29 cm	52 cm	9.28 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk