

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 100 mm x 150 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40024551



Specifikationer

Ref.nummer	S25
Indhold/salgsenhed	2400 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.5 cm	23.5 cm	32 cm	4.61 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk