

# Produktdatablad

## Produktnavn Steriking, autoklavepose rulle u.fold, 50 mm x 200 m

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40024570



### Specifikationer

| Ref.nummer               | R39            |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 5 pakke        |
| Colli                    | 5 Styk         |
| EAN nummer på salgsenhed |                |
| Regulativ                | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland          | FINLAND        |
| Bemærkninger             |                |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt   |
|--------|--------|-------|--------|
| 24 cm  | 24 cm  | 33 cm | 6.5 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)