

Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,
autoklaveposer m. fold, 300 mm x
550 mm x 80 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40024582



Specifikationer

Ref.nummer	B34
Indhold/salgsenhed	250 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	33 cm	59 cm	6.6 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk