

# Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,  
autoklaveposer m. fold, 250 mm x  
480 mm x 65 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40025415



## Specifikationer

| Ref.nummer               | B37            |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 250 pakke      |
| Colli                    | 1 Styk         |
| EAN nummer på salgsenhed |                |
| Regulativ                | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland          | FINLAND        |
| Bemærkninger             |                |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
| 20 cm  | 30 cm  | 50 cm | 3 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)