

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer m. fold, 100 mm x 300 mm x 50 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40025420



Specifikationer

Ref.nummer	B35
Indhold/salgsenhed	500 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	25 cm	30 cm	2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk