

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 300 mm x 500 mm

Mediq varenr.: 40025427

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	S21
Indhold/salgsenhed	600 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
40 cm	40 cm	60 cm	8 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk