


Produktdatablad

Produktnavn MESI, Adapter for EKG patientkabel 500-000333 m/ krokodi

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40025989



Specifikationer

Ref.nummer	500-000335
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SLOVENIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
0 cm	0 cm	0 cm	0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk