

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Monocryl, Sutur ufarvet, 45cm PS-3 nål 16mm multipass steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40026067



Specifikationer

Ref.nummer	Y501G
Indhold/salgsenhed	12 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031466979
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
0 cm	0 cm	0 cm	0.106 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk