

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, indikatortape til tørsterillisering, 19 mm x 50 m

Mediq varenr.: 50000467

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	ITH19
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	48 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	ITALY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	2 cm	13 cm	0.134 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk