

Produktdatablad

Produktnavn BD Vacutainer, Døgnurin dunk med vakuumsystem og lang kanyle, 3 l

Mediq varenr.: 50001365

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	364984
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SPAIN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25.5 cm	14.5 cm	12.5 cm	0.12 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk