


# Produktdatablad

Produktnavn **Willy Behrend,**  
**urinkolbe kurv, rund, til ophæng på**  
**seng, Ø 133 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50001389



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 20647000                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| Colli                    | 44 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | Ikke gældende                     |
| Oprindelsesland          | POLAND                            |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

## Forpakning

| Længde  | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|---------|---------|---------|----------|
| 21.7 cm | 17.4 cm | 13.8 cm | 0.178 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)