

Produktdatablad

Produktnavn Stomahesive Seal, Tætningsring modellerbar 3 mm, hul 20 mm, Ø 48 mm

Mediq varenr.: 50001817

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	413504
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DOMINICAN REPUBLIC
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.5 cm	8 cm	7.9 cm	0.1 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk