

Produktdatablad

Produktnavn Sensura Mio Flex Convex Light, basisplade, 38mm hul, med 4 bælteører, 70 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50002740



Specifikationer

Ref.nummer	16493
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	18.5 cm	18.5 cm	0.24 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk