

# Produktdatablad

## Produktnavn SenSura Mio Flex, basisplade, 50mm hul, 70 mm ring

Mediq varenr.: 50002932

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 10573                             |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 10 pakke                          |
| Colli                     | 28 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | DENMARK                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 18 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 4 cm   | 18 cm  | 17.9 cm | 0.316 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)