

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Click, 2-dels magnumpose, udløbsventil, beige, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003025

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	19041
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932976947
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	19.2 cm	28.9 cm	0.34 kg



MEDIQ *at the heart of healthcare*

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk