

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Click, 2-dels magnumpose, PO udløbsventil, beige, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003027

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	19044
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932567893
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	19 cm	28.5 cm	0.34 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk