

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, basisplade, 21mm hul, 35 mm ring

Mediq varenr.: 50003079

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	10111
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932356190
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	15.4 cm	15.6 cm	0.209 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk