

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, basisplade, 25mm hul, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003083

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	10114
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	15.4 cm	15.7 cm	0.246 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk