

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, basisplade, 41mm hul, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003087

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	10118
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932356053
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.7 cm	15.4 cm	15.7 cm	0.23 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk