

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, basisplade, opklipbar 10-88mm, 90 mm ring

Mediq varenr.: 50003089

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	10108
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932387347
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.7 cm	18.4 cm	19.1 cm	0.244 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk