

Produktdatablad

Produktnavn Sensura Flex Convex Light, basisplade, opklipbar 15-23mm, med bælteører, 35 mm ring

Mediq varenr.: 50003090

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	11301
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932356077
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.7 cm	15.4 cm	15.9 cm	0.174 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk