

Produktdatablad

Produktnavn Sensura Flex Convex Light, basisplade, 38mm hul, med bælteører, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003097

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	11317
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	15.4 cm	15.9 cm	0.197 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk