

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, 2-dels colostomipose, Mini, 2 filtre, beige, 35 mm ring

Mediq varenr.: 50003103

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	13224
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932359450
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.8 cm	15.9 cm	22.5 cm	0.269 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk