

# Produktdatablad

## Produktnavn SenSura Flex, 2-dels colostomipose, Midi, 2 filtre, beige, 35 mm ring

Mediq varenr.: 50003104

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 13204                             |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 30 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | HUNGARY                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt    |
|--------|---------|---------|---------|
| 8 cm   | 15.9 cm | 22.7 cm | 0.35 kg |