

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, 2-dels ileostomipose, Mini, 2 filtre, beige, 35 mm ring

Mediq varenr.: 50003111

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	14914
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	15.6 cm	22.6 cm	0.428 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk