

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, 2-dels ileostomipose, Midi, 2 filtre, beige, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003114

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	14925
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932357968
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.8 cm	15.6 cm	22.6 cm	0.428 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk