

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, 2-dels ileostomipose, Maxi, 2 filtre, beige, 35 mm ring

Mediq varenr.: 50003115

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	14934
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932357869
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	15.9 cm	22.7 cm	0.52 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk