

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, 2-dels ileostomipose, Maxi, 2 filtre, klar, 70 mm ring

Mediq varenr.: 50003120

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	14937
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	16 cm	21.9 cm	0.475 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk