

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex Xpro, basisplade, opklipbar 10-33mm, 35 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003124



Specifikationer

Ref.nummer	10104
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932409551
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.7 cm	15.4 cm	15.6 cm	0.238 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk