

# Produktdatablad

Produktnavn **SenSura Click Xpro,**  
**basisplade, opklipbar 10-55mm,**  
**med bælteører, 60 mm ring**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003131



## Specifikationer

| Ref.nummer                | 10035                             |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 5 pakke                           |
| EAN nummer på salgsenhed  | 05708932407021                    |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | HUNGARY                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|--------|---------|---------|----------|
| 4.2 cm | 15.6 cm | 15.6 cm | 0.143 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)