

Produktdatablad

Produktnavn **SenSura Click Xpro
ConvexLight, basisplade, opklipbar
15-33mm, med bælteører, 50 mm
ring**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003133



Specifikationer

Ref.nummer	110250
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.8 cm	15.6 cm	16.1 cm	0.182 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk