

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Click Xpro, basisplade, 35mm hul, med bælteører, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003137

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	10027
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932407007
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	15.6 cm	15.7 cm	0.119 kg