

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Click Xpro,
basisplade, 40mm hul, med
bælteører, 60 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003139



Specifikationer

Ref.nummer	10036
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	32 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.7 cm	15.6 cm	15.6 cm	0.133 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk